

TUBO PARA INSUFLADOR

REGISTRO ANVISA: 80251140045

COMPOSIÇÃO

SISTEMA DE MANGUEIRAS EM PVC TRANSPARENTE PARA FILTRAGEM DO CO₂ E POTEÇÃOD DO EQUIPAMENTO DE INSUFLAÇÃO. INVÓLUCRO DO FILTRO SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO. UM CONECTOR LUER LOCK TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLICARBONATO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A MONITORIZAÇÃO DE CO₂. A MEMBRANA HIGROSCÓPICA/ HIDROFÓBICA CONFECCIONADA EM HEPA COM EFICIÊNCIA ≥99,99% (FIBRAS DE VIDRO COM DIÂMETROS ENTRE 0,2 ATÉ 0,5µm).

O TUBO É APRESENTADO EM UM MODELO ÚNICO, ENCAIXADO UMA CONEXÃO EM CADA EXTREMIDADE DA MANGUEIRA SENDO INSTALADO A 0,28M UM FILTRO E MAIS 2,50M ATÉ A PRÓXIMA CONEXÃO.

VALIDADE

24 MESES APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO.

MODELOS

AI0040A - TUBO PARA INSUFLADOR COM CONECTOR DE SUCCÃO

AI0040B - TUBO PARA INSUFLADOR COM CONECTOR GRADUADO

AI0043 - TUBO PARA INSUFLADOR COM TERMINAÇÃO FLEXÍVEL

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO

UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDAS EXCESSIVAS DE UMIDADE E CALOR, PROMOVEDO TAMBÉM UMA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA. A FILTRAÇÃO BACTERIANA/ VIRAL É ≥99,99%.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ PRODUTO DE USO EXTERNO.
- ✓ OBSERVAR ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO.
- ✓ O PRODUTO É APIROGÊNICO E ATÓXICO, NÃO OFERECENDO EM GERAL RISCO AO USUÁRIO.
- ✓ NÃO UTILIZAR O PRODUTO CASO SUA EMBALAGEM ORIGINAL APRESENTE SINAIS DE VIOLAÇÃO OU DATA DE VALIDADE EXPIRADA.
- ✓ PRODUTO A SER UTILIZADO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
- ✓ O FLUXO PROLONGADO OCORRE ROMPIMENTO DOS POROS E NÃO GARANTE A PUREZA DO CO₂.
- ✓ ABRIR A EMBALAGEM SOMENTE NO MOMENTO DO USO.
- ✓ PRODUTO ESTERILIZADO EM ETO. ESTERILIDADE ASSEGURADA ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR VIOLADA.
- ✓ PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO EM LOCAL APROPRIADO.

EFEITOS ADVERSOS

NÃO SÃO RELATADOS EFEITOS ADVERSOS AO USO DESTE PRODUTO. USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

MANTER O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, INCLUSIVE DURANTE SUA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE, EVITANDO EXPOSIÇÃO AO SOL, POEIRA, UMIDADE E TEMPERATURA ELEVADA.



FICHA TÉCNICA

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O PRODUTO APRESENTA-SE EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SEU USO.

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ ABRIR A EMBALAGEM UTILIZANDO TÉCNICAS USUAIS DE ASSEPSIA;
- ✓ REMOVER EXTENSOR DA EMBALAGEM E DESPOSITÁ-LO SOBRE AMBIENTE ASSÉPTICO/ ESTÉRIL;
- ✓ CONECTAR FIRMEMENTE O FILTRO NA SAÍDA DO APARELHO INSUFLADOR;
- ✓ ADAPTAR PARTE PROXIMAL DO TUBO NA QUAL SE ENCONTRA O LUER LOCK PARA ADAPTAÇÃO DA VÁLVULA (TORNEIRA) DO TROCATER;
- ✓ APÓS CONCLUÍDAS AS ETAPAS ACIMA, O TUBO PARA INSUFLADOR ESTÁ APROPRIADO PARA O USO A QUE SE DESTINA;
- ✓ TEMPO MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO DO FILTRO: 24HRS. NÃO REUTILIZAR. DESCARTAR APÓS UTILIZAÇÃO.
- ✓ PARA O DESCARTE DO FILTRO, OBSERVE AS LEIS NACIONAIS E OS REGULAMENTOS HOSPITALARES APLICÁVEIS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS POTENCIALMENTE INFECTANTES.

FABRICANTE

AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA 53, 1227 – JARDIM KENNEDY
CEP: 13501-530 – RIO CLARO/ SP
FONE: (19)3531-5100. FAX (19)3531-5109.
CNPJ 06.981.398/0001-21. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO K956X0779300
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA A. BISCARO - CRQ: 04200899