

## Instrução de Uso Escovas de Limpeza

**AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.981.319/0001-21**

Avenida 53, 1227 – Jardim Kennedy – CEP: 13501-530 - Rio Claro/SP - Resp. Téc.:  
Priscila Andreoli Biscaro CRQ/SP: 04200899

### ESCOVAS TUBULARES PARA LIMPEZA DE CANULADOS



- Escovas circulares para limpeza/remoção da sujidade do material canulado e similares
- Desenvolvida com cerdas em Nylon com cabo em arame torcido de inox AISI304
- Diâmetros, tamanhos e formatos de cerdas variados

### Referências Comerciais:

AI5004 ESCOVA TUBULAR INOX/NYLON 0,20 CRISTAL 30CM/5CM/3MM

AI5006 ESCOVA TUBULAR INOX/NYLON 0,20 CRISTAL 40CM/10CM/5MM

AI5011 ESCOVA TUBULAR INOX/NYLON 0,20 CRISTAL 40CM/10CM/10MM

AI5016 ESCOVA TUBULAR INOX/NYLON 0,20 CRISTAL 40CM/10CM/15MM

### ESCOVAS COM CERDAS EM AÇO INOX E NYLON



+55 19 3531.5100

[americaninstruments.com.br](http://americaninstruments.com.br)

Avenida 53, nº 1227 - Jardim Kennedy  
Rio Claro SP 13501530

## Instrução de Uso Escovas de Limpeza

- Promovem assepsia aos materiais e segurança ao processo
- Durabilidade: pontas arredondadas para não causar riscos nos materiais
- Cerdas em aço inox e/ou nylon
- Cabo anatômico com 17cm
- 3 fileiras de cerdas
- Uso específico conforme manual de utilização de instrumentais/  
produtos

### Referências Comerciais:

AI5000 ESCOVA DE AÇO DOURADA ou PRATA - 1,5CM/3CM/17MM (AxLxC)

AI5001 ESCOVA NYLON 0,20 CRISTAL - 1,5CM/3CM/17MM (AxLxC)

### INDICACAO DE USO

ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ATINGIR OS ELEVADOS ÍNDICES DE LIMPEZA EXIGIDOS

GARANTIR MELHOR ASSEPSIA DOS INSTRUMENTAIS

### NOTA:

Produtos não regularizados como dispositivos médicos. Isentos de Registro na Anvisa. Ampla utilização em Centros de Material e Esterilização (CMEs), indústrias e laboratórios em geral. Além disso, podem ser reprocessadas em termodesinfectoras e esterilizadores à baixa temperatura.